



Wir beraten Sie gerne über unser breites Sortiment rund um das Labor.

Preise gültig bis 18.12.2020



Alle Infos auf Seite 10

TPP-Filtermax Rabatt auf Seite 10

- ! **TPP-Erfolgsrechnung**
- Quadratische, grosse Filterfläche
- × hochwertige PES-Filtermembrane
- + Porengrösse 0.22 µm
- + geringe Proteinbindung
- = **ausserordentlich hohe Ausbeute und Durchflussgeschwindigkeit**

besonders platzsparend

**Die Top-Shots unserer
Eigenmarke LLG Labware**



**Thermoschüttler
LLG-uniTHERMIX 1 pro und 2 pro**

Der LLG-uniTHERMIX pro ist ideal zum Schütteln und Temperieren verschiedener Röhrcchen oder Platten (je nach verwendetem Block). Durch die hohe Temperaturkonstanz, schnelle Heizrate und exzellenten Mischergebnisse ist der LLG-uniTHERMIX pro perfekt geeignet für die Inkubation von Proben jeder Art. Die Heizblöcke werden magnetisch auf dem LLG-uniTHERMIX pro befestigt.

LLG-uniTHERMIX 1 pro:

mit Schüttel- und Heizfunktion, Temperaturbereich: RT + 5 °C - ca. 100 °C

LLG-uniTHERMIX 2 pro:

mit Schüttel-, Kühl- und Heizfunktion, Temperaturbereich: 15 °C unter RT - ca. 100 °C

**Heizblöcke sind nicht im Lieferumfang enthalten
und müssen separat bestellt werden.**

35 % Rabatt

Typ	min. Betriebs-temperatur RT + °C	max. Betriebs-temperatur °C	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LLG-uniTHERMIX 1 pro	5	100	1	6.263 482	1'490.00	968.50
LLG-uniTHERMIX 2 pro	-15	100	1	6.263 484	2'550.00	1'657.50



**Heizblöcke für Thermoschüttler
LLG-uniTHERMIX 1 pro und 2 pro**

Die passenden Blöcke zum LLG-uniTHERMIX 1 pro und 2 pro.

35 % Rabatt

Für	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
24 Reaktionsgefäße, 0,5 ml	1	6.263 486	350.00	227.50
24 Reaktionsgefäße, 1,5 ml	1	6.263 487	350.00	227.50
24 Reaktionsgefäße, 2 ml	1	6.263 494	350.00	227.50
8 Reaktionsgefäße, 5 ml	1	6.263 495	350.00	227.50
8 Reaktionsgefäße, 15 ml	1	6.263 496	550.00	357.50
4 Reaktionsgefäße, 50 ml	1	6.263 497	550.00	357.50
96 well PCR Platten, 0,2 ml Reaktionsgefäße	1	6.263 498	350.00	227.50
96/384 Mikrotiterplatte	1	6.263 499	350.00	227.50

Geschüttelt und gerührt!

■ LLG-uniSTIRRER 7, Komplettsset

Magnetrührer für sehr hohe Temperaturen!

Universalmagnetrührer mit herausragendem Preis-Leistungsverhältnis und Glaskeramikplatte. Integrierte Regelfunktion für exakte Steuerung der Medientemperatur mittels angeschlossenenem PT1000.

Spezifikationen

- + Max. Rührmenge (H₂O): 20 l
- + Drehzahl: 100 bis 1500 min⁻¹
- + Anzeigengenauigkeit: ±1 min⁻¹
- + Rührstäbchen: 80 mm
- + Anzeige: LCD
- + Aufstellfläche: 184 x 184 mm / Edelstahlplatte mit Glaskeramiküberzug
- + Zulässige Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
- + Max. Betriebstemperatur: RT bis 550 °C
- + Einstellgenauigkeit: ±0.1°C
- + Regelgenauigkeit: ±0.2 °C
- + Heizleistung: 1000 W
- + Sicherheitstemperatur: 100 bis 580 °C
- + Abmessungen (B x T x H): 215 x 360 x 112 mm
- + Gewicht: 5.3 kg
- + Netzanschluss: 200 - 240 V, 50/60 Hz
- + Schutzklasse: IP 42
- + Garantie: 3 Jahre



35% Rabatt

min. Drehzahl min ⁻¹	max. Drehzahl min ⁻¹	max. Betriebstemperatur °C	Breite des Arbeitsbereichs mm	Tiefe des Arbeitsbereichs	Rührmenge ml	Menge	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
100	1500	550	184	184	20	1	6.263 450	569.00	369.85

■ LLG-uniTEXER mit Universalaufsatz

Ein Aufsatz - vielfältige Anwendungen!

Vortexer mit Universalaufsatz für eine Vielzahl von Rörhrchen und Gefässen: 1 x Mikrotiterplatte, 2 x 50 ml konische Rörhrchen, 2 x 15 ml konische Rörhrchen, 2 x 5 ml konische Rörhrchen, 4 x 1.5/2.0 ml Rörhrchen, 6 x 0.5 ml Rörhrchen und 24 x 0.2 ml PCR-Rörhrchen.

Spezifikationen

- + Schüttelbewegung: kreisend/vortexend
- + Orbit: 3.7 mm
- + Drehzahl: 1000, 2000 und 3000 min⁻¹
- + Abmessungen (B x T x H): 173 x 198 x 198 mm
- + Gewicht: 3.8 kg
- + Netzanschluss: 220 V, 50/60 Hz
- + Schutzklasse: IP 20
- + Garantie: 3 Jahre



35% Rabatt

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LLG-uniTEXER mit Universalaufsatz	1	6.261 826	319.50	207.05

■ LLG-uniPLATESHAKER 1

Platzsparend und wartungsfrei!

Der LLG-uniPLATESHAKER 1 wurde zum automatischen Mischen einer einzelnen Mikroplatte entwickelt. Durch das kompakte platzsparende Design kann das Gerät auch in Bereichen mit kleinen Arbeitsflächen verwendet werden.

Spezifikationen

- + Schüttelbewegung: orbital
- + Orbit: 2 mm
- + Drehzahlbereich: 300 bis 1800 min⁻¹
- + Motor: bürstenloser DC-Motor
- + Timer: 1 bis 99 min, unendlich
- + Leistung: 15 W
- + Zulässige Umgebungstemperatur: 4 bis 40 °C
- + Abmessungen (B x T x H): 127 x 85 x 86 mm
- + Gewicht: 1.4 kg
- + Netzanschluss: 100 - 230 V, 50/60 Hz
- + Garantie: 3 Jahre



35% Rabatt

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LLG-uniPLATESHAKER 1	1	6.263 488	279.00	180.70

Aufstellen und pH Messen!

Neu



LLG-pH Meter 7

Das LLG-pH Meter 7 ist ein einfach zu bedienendes, robustes Tischgerät zur Messung von pH und Redoxpotenzial. Das grosse, farbige Touchdisplay und die intuitive Benutzeroberfläche ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Bedienung. Besonders geeignet für routinemässige Anwendungen in Laboren, Produktionsanlagen und Schulen.

Spezifikationen:

- + Messbereich pH: 0 - 14.00
 - + Genauigkeit pH: ± 0.01
 - + Temperaturbereich Elektrode*: 0 - 80 °C
 - + Auflösung mV: ± 1 mV
 - + Abmessungen (B x T x H): 180 x 240 x 80 mm
 - + Schutzklasse: IP 54
 - + Auflösung pH: 0.01
 - + Temperaturbereich Gerät: -5 - 105 °C
 - + Messbereich mV: -2000 - 2000 mV
 - + Genauigkeit mV: 1 mV
 - + Gewicht: 0.7 kg
 - + Garantie: 3 Jahre (1 Jahr auf die Elektrode)
- * nur im Komplett-Set

Lieferumfang:

LLG-pH Meter 7: pH-Meter, Elektrodenhalter, Schutzhaube, Netzteil

LLG-pH Meter 7-Komplettset: pH-Meter, Kombinationselektrode, Elektrodenhalter, Schutzhaube, Netzteil

35% Rabatt

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LLG-pH Meter 7 pH-Tischmessgerät	1	6.263 600	590.00	383.50
LLG-pH Meter 7 Komplett-Set	1	6.263 601	680.00	442.00
Ersatz-Elektrode	1	6.263 602	230.00	149.50

Die passenden Lösungen dazu



LLG-Leitfähigkeitslösungen

Genauigkeit ± 1 %, getestet und zertifiziert bei 25 °C, Rückführbarkeit gemäss NIST, zertifiziert, mitgeliefertes Zertifikat.

40% Rabatt

Typ	Inhalt ml	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
12.880 μ S/cm	500	1	9.040 864	26.90	16.15
1413 μ S/cm	500	1	9.040 863	17.90	10.75
147 μ S/cm	500	1	9.040 862	26.90	16.15
84 μ S/cm	500	1	9.040 861	26.90	16.15



LLG pH-Pufferlösungen

Geprüft und zertifiziert bei 20°C. Mit Label zur Angabe des pH-Werts bei verschiedenen Temperaturen. Toleranz $\pm 0,02$ pH. Wird in HDPE Flaschen geliefert. Rückführbar nach NIST (SRM). Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt. Die Puffer haben eine Haltbarkeit von 24 Monaten ab Herstellungsdatum.

40% Rabatt

pH-Wert bei 20 °C	Puffer	Inhalt ml	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
4	Citrat	1000	1	4.664 603	10.50	6.30
7	Phosphat	1000	1	9.041 368	10.50	6.30
9	Borat	1000	1	9.041 374	10.50	6.30
10	Borat	1000	1	9.041 369	10.50	6.30

Mettler-Toledo - qualitativ hochwertige Messungen für Ihr Labor!



25 % Rabatt

pH-Messgeräte FiveEasy™ pH F20 / FiveEasy Plus™ pH FP20

FiveEasy™ und FiveEasy™ Plus Benchtop-Meter bieten genaue pH / mV-Messungen mit einem einzigen Tastendruck.

- + Grosses, leicht ablesbares Display mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick
- + Fünf selbsterklärende Tasten für einfache Bedienung
- + Schnelle und einfache Konnektivität für sichere Datenübertragung zur Dokumentation (nur FP Modell)
- + Elektrodenarm-Verlängerungsstange eingeschlossen

+ F20-Meter
Gerät mit CD Bedienungsanleitung, QuickGuide, Konformitäts-erklärung, Testzertifikat und Stromversorgung

+ F20-Standard
wie F20-Meter, zusätzlich mit 3-in-1 Elektrode LE438 und 1 x 4,01, 1 x 7,00 und 1 x 9,21 Puffer (Beutel)

+ FP20-Meter
Gerät mit CD Bedienungsanleitung, QuickGuide, Konformitäts-erklärung, Testzertifikat und Stromversorgung

+ FP20-Standard
wie FP20-Meter, zusätzlich mit 3-in-1 Elektrode LE438 und 1 x 4,01, 1 x 7,00 und 1 x 9,21 Puffer (Beutel)

+ FP20-Bio
wie FP20-Meter, zusätzlich mit 3-in-1 Glas-Elektrode LE410 und 1 x 4,01, 1 x 7,00 und 1 x 9,21 Puffer (Beutel)

+ FP20-Micro
wie FP20-Meter, zusätzlich mit Micro-Glas-Elektrode LE422 und 1 x 4,01, 1 x 7,00 und 1 x 9,21 Puffer (Beutel)

+ FP20-TRIS
wie FP20-Meter, zusätzlich mit Glas-Elektrode LE420 (bewegliche Membranhülse) und 1 x 4,01, 1 x 7,00 und 1 x 9,21 Puffer (Beutel)

Spezifikationen

- + Messbereiche (Genauigkeit): pH F20/FP20: 0.00 bis 14.00 pH / -2.00 bis 16.00 pH (± 0.01 pH)
- + mV: -2000 bis 2000 mV (± 1 mV)
- + Temperatur F20/FP20: 0 bis 100 °C (0.5 °C) / -5 bis 105 °C (0.3 °C)
- + Eingang: BNC, Cinch (NTC 30 k Ω)
- + Temperaturkompensation: ATC und MTC
- + Netzanschluss: 100-240 V / 50-60 Hz / 12 V DC
- + Kalibrierung F20: 3 Punkte, linear, 4 vordefinierte Puffer
- + Kalibrierung FP20: 5 Punkte, linear/segmentiert, 4 vordefinierte Puffer

Nur FP20:

- + Datenspeicher: 200 Messungen
- + Schnittstelle: RS232, USB, Referenzeingang

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
F20-Meter	1	6.280 100	535.00	401.25
F20-Standard Kit	1	6.280 101	745.00	558.75
FP20-Meter	1	6.280 102	740.00	555.00
FP20-Standard Kit	1	6.280 103	930.00	697.50
FP20-Bio	1	6.280 104	970.00	727.50
FP20-Micro	1	6.280 105	950.00	712.50
FP20-TRIS	1	6.280 106	960.00	720.00

BINDER - die Marke für höchste Präzisionsansprüche!

BINDER
Best conditions for your success



Binder Geräte überzeugen durch Design, Bedienkomfort und Effizienz sowie mit hoher Temperaturgenauigkeit! Mit Faust und BINDER sind Sie gut bedient!

Serie FD | Trocken- und Wärmeschränke Avantgarde.Line mit Umluft


Wichtige Merkmale

- + Temperaturbereich: Raumtemperatur plus 10 °C bis 300 °C
- + Bis zu 30 % energiesparender als marktübliche Geräte
- + Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.line™ Technologie
- + Umluft - Controller mit LCD-Anzeige
- + Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- + 2 verchromte Einschubgitter
- + Geräte bis 116 l stapelbar
- + Integrierter Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- + Ergonomisches Griffdesign
- + USB-Anschluss für Aufzeichnung der Daten

30% Rabatt

Typ	Innenraum vol. l	Abmessungen aussen (B x T x H) mm	Abmessungen innen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
FD 56	60	560 x 565 x 625	400 x 345 x 440	1	6.280 069	1'940.00	1'358.00
FD 115	116	710 x 605 x 735	550 x 385 x 550	1	4.658 060	2'670.00	1'869.00
FD 260	260	810 x 760 x 965	650 x 515 x 780	1	6.280 362	4'420.00	3'094.00

BINDER
Best conditions for your success



Serie FED | Trocken- und Wärmeschränke Avantgarde.Line mit Umluft und erweiterten Zeitfunktionen

Wichtige Merkmale

- + Temperaturbereich: Raumtemperatur plus 10 °C bis 300 °C
- + Bis zu 30 % energiesparender als marktübliche Geräte
- + Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.line™ Technologie
- + Einstellbare Lüfterdrehzahl - Controller mit LCD-Anzeige und erweiterten Zeitfunktionen
- + Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- + 2 verchromte Einschubgitter
- + Geräte bis 116 l stapelbar
- + Integrierter Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- + Ergonomisches Griffdesign
- + Ethernet-Schnittstelle
- + USB-Anschluss für Aufzeichnung der Daten

30% Rabatt

Typ	Innenraum vol. l	Abmessungen aussen (B x T x H) mm	Abmessungen innen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
FED 56	60	560 x 565 x 625	400 x 345 x 440	1	6.280 295	2'620.00	1'834.00
FED 115	116	710 x 605 x 735	550 x 385 x 550	1	6.280 284	3'490.00	2'443.00
FED 260	260	810 x 760 x 965	650 x 515 x 780	1	6.280 296	5'090.00	3'563.00



Best conditions for your success

Garantiert bestes Zellwachstum!

CO₂-Inkubator CB 170

Der neue BINDER CB 170 eignet sich für alle sensiblen Inkubationsaufgaben und garantiert bestes Zellwachstum.

Merkmale

- + Temperaturbereich: ab 4 °C über Umgebungstemperatur bis 60 °C
- + Feuchtebereich: 90 bis 95 % r.F.
- + CO₂-Regelbereich: 0-20 Vol.-% CO₂
- + O₂-Regelbereich: 0.2-20 Vol.-% O₂ für Modellvarianten mit O₂-Regelung
- + Alternativer O₂-Regelbereich: 10-95 Vol.-% O₂, Option für Modellvarianten mit O₂-Regelung
- + Optimiertes Doppelschalen-Befeuchtungssystem mit Betauungsschutz
- + CO₂-Gasmischdüse mit Venturi-Effekt
- + Heissluftsterilisierbarer CO₂-Sensor mit Einstrahl-Infrarot-Technologie



25% Rabatt

Typ	Nennvol. l	Max. Einschübe	Gitterroste/ Bodenroste	Abmessungen innen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
CB170-230V	170	6	3	560 x 505 x 600	1	6.274 262	10'740.00	8'055.00
CB170-230V-0	170	6	3	560 x 505 x 600	1	4.663 953	13'140.00	9'855.00



Best conditions for your success

Zuverlässige Langzeitlagerung!

Serie UF V | Ultratiefkühlschränke mit klimaneutralen Kältemitteln

Der BINDER Ultratiefkühlschrank sorgt für die sichere Lagerung von Proben bei -90 °C. Er vereint herausragende Umweltfreundlichkeit mit niedrigem Energieverbrauch, komfortabler Bedienung und einem individuellen Sicherheitskonzept.

Merkmale

- + Temperatur-Regelbereich: -90 °C bis -40 °C
- + Niedrigster Energieverbrauch seiner Klasse
- + Umweltfreundliche Kältemittel R-290 und R-170
- + Rostfreier Innenraum komplett aus Edelstahl
- + 3 flexibel positionierbare Einlegeböden aus Edelstahl
- + Potenzialfreier Alarmkontakt für das Haus-Alarmsystem
- + Ethernet-Schnittstelle
- + 2 Durchführungen Ø 28 mm, hinten



40% Rabatt

Typ	Innenraum vol. l	Abmessungen ausser (B x T x H) mm	Abmessungen innen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
UFV500-230V, Standard	477	826 x 938 x 1966	606 x 605 x 1300	1	4.668 590	16'320.00	9'792.00
UFV500-230V, mit Wasserkühlung	477	826 x 938 x 1966	606 x 605 x 1300	1	4.668 591	18'480.00	11'088.00
UFV700-230V, Standard	700	1110 x 938 x 1966	890 x 605 x 1300	1	4.664 563	17'980.00	10'788.00
UFV700-230V, mit Wasserkühlung	700	1110 x 938 x 1966	890 x 605 x 1300	1	6.275 022	20'140.00	12'084.00

Kern - die Marke steht für genaues Wägen!



KERN®

Präzisionswaage EMB - Die Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen

Batteriemodell zum Sparpreis. Grosse LCD-Anzeige mit 15 mm hohen Ziffern. Besonders flache Bauweise und sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüsse. Die Zuwiegefunktion vereinfacht das Rezeptieren.

40 % Rabatt

Typ	Ø Platte mm	Wägebereich g	Ablesbarkeit g	Reproduzierbarkeit g	Linearität ± g	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
EMB 100-3	82	100	0.001	0.001	0.003	1	6.238 426	332.00	199.20
EMB 200-2	105	200	0.01	0.01	0.02	1	9.901 320	213.00	127.80
EMB 600-2	105	600	0.01	0.01	0.03	1	9.901 321	272.00	163.20
EMB 1000-2	150	1000	0.01	0.01	0.03	1	6.235 728	332.00	199.20
EMB 500-1	150	500	0.1	0.1	0.2	1	9.901 322	94.00	56.40
EMB 1200-1	150	1200	0.1	0.1	0.3	1	9.901 323	133.00	79.80
EMB 5.2K1	150	5200	1	1	3	1	9.901 324	102.00	61.20
EMB 2200-0	150	2200	1	1	2	1	9.901 371	97.00	58.20
EMB 5.2 K 5	150	5200	5	5	10	1	9.901 372	94.00	56.40



KERN®

Analysenwaage ABS-N/ABJ-NM - Der Bestseller unter den Analysenwaagen, mit hochwertigem Single-Cell Wägesystem

Die Analysenwaage mit unschlagbarem Preis-Leistungsverhältnis überzeugt durch vielfältige Funktionen und Single-Cell Spitzentechnologie!

Spezifikationen

- + Gesamtabmessungen (B x T x H): 210 x 340 x 325 mm
- + Abmessungen Wägeraum (B x T x H): 174 x 162 x 227 mm
- + Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 10 °C / 30 °C
- + Nettogewicht: ca. 6 kg

40 % Rabatt

Typ	Ø Platte mm	Wägebereich g	Ablesbarkeit g	Reproduzierbarkeit g	Linearität ± g	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
ABS 80-4N	91	82	0.1	0.2	0.3	1	9.901 451	1'564.00	938.40
ABS 120-4N	91	120	0.1	0.2	0.3	1	9.901 452	1'500.00	900.00
ABS 220-4N	91	220	0.1	0.2	0.3	1	9.901 453	1'605.00	963.00
ABS 320-4N	91	320	0.1	0.2	0.3	1	9.901 454	1'800.00	1'080.00
ABJ 80-4NM	91	82	0.1	0.2	0.3	1	9.901 455	1'545.00	927.00
ABJ 120-4NM	91	120	0.1	0.2	0.3	1	9.901 456	1'575.00	945.00
ABJ 220-4NM	91	220	0.1	0.2	0.3	1	6.257 572	1'725.00	1'035.00
ABJ 320-4NM	91	320	0.1	0.2	0.3	1	9.901 457	1'980.00	1'188.00



OHAUS - Hohe Wägeschwindigkeit!



35% Rabatt

Portable Waagen Scout® STX

Die OHAUS Scout ist ideal für Labor- & Industrieanwendungen und zeichnet sich aus durch einen einfach zu bedienenden farbigen Touchscreen & ein kompaktes Design für stapelbare Lagerung. Durch ihre schnelle Einschwingzeit und Wägeregebnisse mit hoher Auflösung bieten diese tragbaren Waagen eine exzellente Leistung und setzen neue Standards bei vielen Wägeanwendungen.

Typ	Abmessungen Platte mm	Wägebereich g	Ablesbarkeit g	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
STX123	Ø 93	120	0,001	1	6.281 355	699.00	454.35
STX223	Ø 93	220	0,001	1	6.281 356	819.00	532.35
STX222	Ø 120	220	0,01	1	6.281 357	530.00	344.50
STX422	Ø 120	420	0,01	1	6.281 358	645.00	419.25
STX622	Ø 120	620	0,01	1	6.281 359	699.00	454.35
STX1202	170 x 140	1200	0,01	1	6.281 360	780.00	507.00
STX2202	170 x 140	2200	0,01	1	6.281 361	819.00	532.35
STX421	Ø 120	420	0,1	1	6.281 362	285.00	185.25
STX621	170 x 140	620	0,1	1	6.281 363	345.00	224.25
STX2201	170 x 140	2200	0,1	1	6.281 364	530.00	344.50
STX6201	170 x 140	6200	0,1	1	6.281 365	689.00	447.85
STX8200	170 x 140	8200	1	1	6.281 366	780.00	507.00



Sartorius - Genauigkeit im Labor



40% Rabatt

Präzisionswaagen Entris® II


Die Weiterentwicklung der Entris®-Waagenserie. Mit vielen Komfortfunktionen für Effizienz und Genauigkeit im Labor. Qualität „Made in Germany“.

- Spezifikationen ohne Windschutz // mit Windschutz**
- + Waagschale: 182 x 182 mm // Ø 120 mm
 - + Abmessungen (B x T x H): 219 x 317 x 94 mm // 219 x 317 x 146 mm
 - + Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz

Typ	Wägebereich g	Ablesbarkeit g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Gewicht kg	Menge pro VE	Bestell-Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
BCE653i-1S*	650	0,001	0,0005	0,0006	4,8	1	4.669 172	2'640.00	1'584.00
BCE2 201-1S	2200	0,1	0,05	0,06	4,3	1	4.669 113	1'390.00	834.00
BCE2 202-1S	2200	0,01	0,005	0,006	4,3	1	4.669 117	1'690.00	1'014.00
BCE2 202i-1S	2200	0,01	0,005	0,006	6,2	1	4.669 120	2'060.00	1'236.00
BCE4 202i-1S	4200	0,01	0,005	0,006	6,2	1	4.669 140	2'350.00	1'410.00
BCE6 202-1S	6200	0,01	0,005	0,006	4,6	1	4.669 153	2'280.00	1'368.00
BCE6 202i-1S	6200	0,01	0,005	0,006	6,2	1	4.669 156	2'640.00	1'584.00
BCE8 202i-1S	8200	0,1	0,05	0,06	6,2	1	4.669 180	2'060.00	1'236.00

* mit rundem Glaswindschutz

TPP - oft kopiert, nie erreicht



TPP Zellkulturtestplatten

Die TPP-Zellkulturtestplatten für den sicheren Umgang mit Ihren Zellkulturen. Eigenschaften aus:

- + Belüftungssystem im Deckel
- + Wachstumszone nur im Kalottenboden
- + eine Ecke des Deckels ist leicht abgeschrägt, somit kann der Deckel nur in einer bestimmten Position auf die Testplatte gesetzt werden.
- + alphanumerische Koordination der Kalotten, schwarz eingelassen.



Typ	Kulturoberfläche cm ²	Abmessungen (L x B x H) mm	Volumen ml	sterile Sub-VE	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF
6-well	9.026	128 x 86 x 22	15.53	1	126	TPP92006	294.00
12-well	3.466	128 x 86 x 22	5.96	1	126	TPP92012	294.00
24-well	1.864	128 x 86 x 22	3.18	1	126	TPP92024	294.00
48-well	0.875	128 x 86 x 22	1.49	1	126	TPP92048	294.00
96-well	0.322	128 x 86 x 17	0.36	1	162	TPP92096	370.00
96-well	0.636 (U-Boden)	128 x 86 x 17	0.34	1	162	TPP92097	370.00

Platzsparend



TPP Vakuumfiltration „rapid“- Filtermax



Dieses Vakuumfiltrationssystem von TPP erbringt hohe Ausbeute und ein schnelles Filtrieren Ihrer Lösung. Alle TPP Vakuumfiltrationssysteme der „rapid“-Filtermax-Familie besitzen die gleichen Produktmerkmale:

- + Quadratische Form
- + Hohe Durchflussgeschwindigkeit

+ Die Filtermax passen auf die original Duranflaschen mit GL 45 Gewinde



40 % Rabatt auf alle Sets

Volumen ml	Beschreibung	Abmessungen (LxBxH) mm	Bestell Nr.	Menge pro VE	Preis CHF	Jetzt CHF
150	Set komplett	93 x 93 x 103	TPP99150	18	158.00	94.80
150	Filteraufsatz	89 x 89 x 57	TPP99155	36	262.00	
150	Flasche	93 x 93 x 63	TPP99157	24	77.00	
250	Set komplett	93 x 93 x 143	TPP99250	12	119.00	71.40
250	Filteraufsatz	89 x 89 x 75	TPP99255	24	187.00	
250	Flasche	93 x 93 x 87	TPP99257	24	98.50	
500	Set komplett	93 x 93 x 213	TPP99500	10	138.00	82.80
500	Filteraufsatz	89 x 89 x 111	TPP99505	21	211.00	
500	Flasche	93 x 93 x 121	TPP99507	36	238.00	
1000	Set komplett	111 x 111 x 285	TPP99950	9	257.00	154.20
1000	Filteraufsatz	108 x 108 x 143	TPP99955	12	247.00	
1000	Flasche	111 x 111 x 160	TPP99957	20	203.00	

TPP + Faust - ein Garant für höchste Qualität!

TPP Zellkulturflaschen

Zur optimalen Zelladhäsion wird die Wachstumsfläche optisch-mechanisch aktiviert. Dies sorgt für bestes Zellwachstum. Die Geometrie des Flaschenhalses garantiert eine optimale Zugänglichkeit von TPP-Pipetten, Schabern und Spachteln.

Keine toten Ecken = 100% Zellernte.

Qualitätsmerkmale der Zellkulturflasche:

- + Gleichmässig oberflächenaktivierte, plane Wachstumsfläche
- + Erhöhte Überlaufhöhe des Flaschenhalses reduziert die Gefahr des Überschwappens
- + Kristallklare Transparenz
- + Stapelrand ermöglicht stabiles, rutschsicheres Stapeln mehrerer TPP Flaschen, auch der Spezialflaschen von TPP
- + Beidseitige Beschriftungsfelder
- + Weisse Volumenskala zur optischen Kontrolle des Füllvolumens



Wachstumsfläche cm ²	Version	Volumen ml max. Empfehlung	Abmessung aussen mm	sterile Sub-VE	Bestell Nr.	Menge pro VE	Preis CHF
25	VENT	15 3-8	92 x 51 x 29	10	TPP90025	360	334.00
25	Filter	15 3-8	92 x 51 x 29	10	TPP90026	360	344.00
75	VENT	65 8-22	155 x 87 x 40	5	TPP90075	100	178.00
75	Filter	65 8-22	155 x 87 x 40	5	TPP90076	100	193.00
150	VENT	165 15-45	210 x 122 x 50	3	TPP90150	36	138.00
150	Filter	165 15-45	210 x 122 x 50	3	TPP90151	36	144.00
300	VENT	410 30-85	275 x 170 x 50	3	TPP90300	18	132.00
300	Filter	410 30-85	275 x 170 x 50	3	TPP90301	18	138.00

TPP und Faust - ein starkes Team.



Mit TPP als Schweizer Hersteller rundet Faust das Sortiment im Bereich Life Science und Zellkultur ab. Dadurch sind wir in der Lage, Sie umfassend und mit Top-Qualität zu beliefern. Faust führt das Sortiment von TPP an Lager. Somit ist ihre Versorgung stets sichergestellt.

Thermo - Zentrifugen in höchster Qualität

Thermo
SCIENTIFIC



Heraeus Pico und Fresco Mikrozentrifugen

Die Heraeus Pico und Fresco Mikrozentrifugen überzeugen mit einem hohen Mass an Anwenderfreundlichkeit und kurzen Beschleunigungs- und Bremszeiten (jeweils nur 12 Sekunden)!

Speziell entwickelt für Labors, die 0.2 bis 2.0 ml Mikroröhrchen einsetzen. Diese Mikrozentrifugen bieten maximale Produktivität und Anwenderfreundlichkeit mit Kapazitäten von 12 bis 48 Röhrchen.

Wichtige Merkmale

- + Sicher - Das einzigartige "Click-Close"-Deckelsystem für aerosoldichten Einschluss der biologischen Substanzen garantiert Sicherheit.
- + Vielseitig - Wählen Sie aus einer breiten Rotorpalette

Weitere Rotoren auf Anfrage

Typ	Beschreibung	max. RZB x g	max. Drehzahl min ⁻¹	Abmessungen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Pico™ 17	inkl. 24 x 1.5/2.0 ml Rotor mit ClickSeal Biocontainment-Deckel	17000	13300	243 x 352 x 225	1	9.945 100	2'295.00	1'606.50
Fresco™ 17	inkl. 24 x 1.5/2.0 ml Rotor mit ClickSeal Biocontainment-Deckel	17000	13300	295 x 445 x 330	1	9.945 101	5'537.50	3'876.25
Pico™ 17	inkl. Haematokritrotor	17000	13300	243 x 352 x 225	1	9.945 102	2'428.80	1'700.15
Pico™ 21	inkl. 24 x 1.5/2.0 ml Rotor mit ClickSeal Biocontainment-Deckel	21000	14800	243 x 352 x 225	1	9.945 103	2'906.30	2'034.40
Fresco™ 21	inkl. 24 x 1.5/2.0 ml Rotor mit ClickSeal Biocontainment-Deckel	21000	14800	295 x 445 x 330	1	9.945 104	6'191.30	4'333.90
Pico™ 21	inkl. 24 x 1.5/2.0 ml Rotor mit ClickSeal Biocontainment-Deckel und zweireihigen 18x0.5 und 18x2.0 ml Rotor	21000	14800	243 x 352 x 225	1	9.945 105	3'425.00	2'397.50

Eppendorf - Die Marke hält, was sie verspricht

eppendorf



Mikrozentrifuge 5425 / 5424 R

Mikrozentrifugen für Standardanwendungen bei hohem Probendurchsatz mit hohem ergonomischem Komfort und grosser Flexibilität. Dann bitte Gegenüberstellung Spezifikationen gemäss Shopseiten.

Weitere Rotoren auf Anfrage.

Typ	Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
5424 R	Mit Rotor FA 45-24-1, mit Folientastatur	1	4.660 589	6'044.00	5'137.40
5424 R	Mit Rotor FA 45-24-1, mit Drehknöpfen	1	4.660 593	6'044.00	5'137.40
5425	mit Drehknöpfen, mit aerosoldichtem Rotor FA-24x2	1	4.661 166	2'972.00	2'526.20
5425	mit Folientastatur, mit aerosoldichtem Rotor FA-24x2	1	4.661 162	2'972.00	2'526.20

15% Rabatt

Innovative Zellkulturplatten und Einsätze von BRAND

BRANDplates® Single Insert, 13 mm glattwandig oder mit Einlasskanälen

Für die manuelle und automatisierte Zell- und Gewebekultivierung.
Innovative Zellkulturplatten und Einsätze für die manuelle und automatisierte Zell- und Gewebekultivierung!

Besteht aus zwei verschiedenen Zellkulturplatten (24-well Standardplatte bzw. 6-well Sonderausführung) und zwei Ausführungen von Zellkultureinsätzen (Inserts mit oder ohne Inlet Opening System), die auch untereinander kombinierbar sind.

Qualitätsmerkmale

generell:

- + Steril gemäss ISO 11 137 und AAMI-Richtlinien, SAL 10⁻⁶
- + Nicht zytotoxisch gemäss ISO 10 993-5, frei von Endotoxinen (< 0,01 EU/ml), frei von DNA, DNase und RNase

Platten:

- + Innovatives, spezielles well-Design mit seitlichen Einfüllöffnungen (Feeding Ports)
- + Hergestellt gemäss den Vorgaben der ANSI/SLAS-Standards 1 und 4
- + pureGrade™ S (unbehandelte) und cellGrade™ plus (TC behandelte) Oberfläche

Inserts:

- + Track-etched PC- und PET Membrane
- + Hängende Inserts
- + Sichere Positionierung in den Platten durch Führungsstege
- + cellGrade™ plus Oberfläche (TC behandelt)



50 % Rabatt

Beschreibung	Porengröße µm	Membran	Höhe Insert mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
glattwandig	0,4	PC	13	48	6.266 249	491.00	245.50
glattwandig	1,0	PC	13	48	6.266 253	491.00	245.50
glattwandig	3,0	PC	13	48	6.266 257	491.00	245.50
glattwandig	8,0	PC	13	48	6.266 261	491.00	245.50
Inlet Opening System	0,4	PC	13	48	6.266 250	589.00	294.50
Inlet Opening System	1,0	PC	13	48	6.266 254	589.00	294.50
Inlet Opening System	3,0	PC	13	48	6.266 258	589.00	294.50
Inlet Opening System	8,0	PC	13	48	6.266 262	589.00	294.50
glattwandig	0,4	PET	13	48	6.266 251	491.00	245.50
glattwandig	8,0	PET	13	48	6.266 263	491.00	245.50
Inlet Opening System	0,4	PET	13	48	6.266 252	589.00	294.50
Inlet Opening System	8,0	PET	13	48	6.266 264	589.00	294.50

Beschreibung	Oberfläche	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
24-well Standardplatte	pureGrade™ S	10	6.257 627	187.00	93.50
6-well Platte	pureGrade™ S	10	6.257 628	187.00	93.50
24-well Standardplatte	cellGrade™ plus	10	6.257 629	196.00	98.00
6-well Platte	cellGrade™ plus	10	6.257 630	196.00	98.00

50 % Rabatt

Heidolph - der Name steht für Zuverlässigkeit!



30 % Rabatt

Kreisschüttler Unimax 1010



Die Kreisschüttler Unimax lassen sich in den modularen Inkubator 1000 integrieren und sind daher ideal für Anwendungen die temperiert werden müssen. Das Paket beinhaltet zusätzlich das Heizmodul Inkubator 1000 + eine hohe Inkubationshaube.

Spezifikationen

- + Schüttelbewegung: kreisend
- + Orbit: 10 mm
- + Drehzahlbereich: 30 ... 500 min⁻¹
- + Max. Beladung: 5 kg
- + Timer: 1 ... 999 min
- + Leistung: 50 W
- + Schutzart: IP 40
- + Zulässige Umgebungstemperatur: 5 ... 31 °C
- + Max. relative Luftfeuchtigkeit: 80 %
- + Abmessungen Plattform (B x T): 290 x 258 mm
- + Abmessungen (B x T x H): 320 x 375 x 125 mm
- + Gewicht: 8 kg
- + Netzanschluss: 230 V

Typ	Zulässige Schüttelmenge / Maximale Traglast	min. Drehzahl 1/min	max. Drehzahl 1/min	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Unimax 1010	5	30	500	1	9.839 851	2'070.00	1'449.00
Unimax 1010 Paket	5	30	500	1	9.839 839	4'330.00	3'031.00

Hei-Mix L - Magnetrührer ohne Heizung

Für thermolabile Substanzen, da die Motorwärme wird nicht auf die Stellplatte übertragen wird. Schonende Behandlung von Proben durch Sanftanlauf. Ein rundum abgedichtetes Gehäuse verhindert Korrosion und erhöht die Lebensdauer des Gerätes.

MR Hei-Tec - Magnetrührer mit Heizung und PT1000 Fühler

Der MR-Hei Tec - überzeugt durch präzise Einstellmöglichkeiten und Überwachung der Geräteparameter über das digitale Display. Die Werte können aus der Entfernung im beleuchteten Display leicht abgelesen werden. Die aktivierte Drehzahlregelung ist durch die Beleuchtung der Taste gut erkennbar. Die chemikalienbeständige KeraDisk® Heizplatte garantiert schnellste Aufheizzeiten.

Spezifikationen (beide)

- + Max. Rührmenge (H₂O): 20 l
- + Drehzahl: 100 ... 1.400 min⁻¹
- + Zulässige Umgebungstemperatur: 5 ... 31 °C
- + Max. relative Luftfeuchtigkeit: 80 %
- + Material Aufstellfläche: Kera-Disk®
- + Abmessungen Aufstellfläche (Ø): 145 mm
- + Abmessungen (B x T x H): 173 x 277 x 94 mm
- + Gewicht: 2,9 kg
- + Netzanschluss: 230 V
- + Schutzart: IP 32



Spezifikationen (nur MR Hei-Tec)

- + Heizleistung: 800 W
- + Temperaturbereich: 20 ... 300 °C
- + Garantie: 3 Jahre

30 % Rabatt

Typ	Rührmenge l	min. Drehzahl 1/min	max. Drehzahl 1/min	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Hei-Mix L	20	100	1400	1	9.720 137	763.00	534.10
MR Hei-Tec mit Pt 1000	20	100	1400	1	6.256 440	1'160.00	812.00

**Faust und Liebherr –
heisse Partnerschaft für
Ihre Kühlanwendungen!**



Artikel 7.940 344



Artikel 9.698 683



Artikel 7.627 795



Artikel 9.698 680



Artikel 9.698 699

LIEBHERR
Quality, Design and Innovation

Labor-Kühlschränke LKv/LKUv und Kühl-/Gefrierkombination LCv

30% Rabatt

Das Programm umfasst zwei freistehende (LKv) und zwei unterbaufähige (LKUv) Laborkühlgeräte, erhältlich jeweils mit Glas- oder Isoliertür. Die Temperatur lässt sich in einem Bereich von +3 °C bis +8 °C regeln. Abgerundet wird das Sortiment mit der Labor Kühl- und Gefrierkombination LCv 4010, die über zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe verfügt.

Typ	Inhalt l	Abmessungen aussen (B x T x H) mm	Abmessungen innen (B x T x H) mm	Energieverbrauch kWh (24h)	Temperaturbereich max. °C	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LKv 3913 mit Glastür	360	600 x 615 x 1840	440 x 435 x 1635	1.315	+3 ... +16	1	7.940 344	3'240.50	2'268.35
LKv 3910	360	600 x 615 x 1840	440 x 435 x 1635	0.846	+3 ... +16	1	9.698 683	2'961.95	2'073.35
LKUv 1613 mit Glastür	141	600 x 615 x 820	440 x 435 x 670	1.010	+3 ... +16	1	9.698 699	2'404.85	1'683.40
LKUv 1610	141	600 x 615 x 820	440 x 435 x 670	0.747	+3 ... +16	1	9.698 680	2'219.15	1'553.40
LCv 4010 Kühlteil und Gefrierteil	254/107	600 x 615 x 2000	440 x 435 x 1105 431 x 435 x 597	1.8	+3 ... +16 -9 ... -30	1	7.627 795	3'611.90	2'528.35

zzgl. Rampenlieferung CHF 90.00 und vorgezogene Recyclinggebühr CHF 26.00

Unsere Partnerschaft ist Ihr Nutzen!



FAUST ⁺



LIEBHERR
Quality, Design and Innovation



Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen!



40% Rabatt

LLG-Schutzbrille *classic* – Schützen Sie Ihre Augen!



- + Geprüft nach EN166 und EN170
- + Integrierter Seitenschutz
- + Uneingeschränkte Seitensicht
- + Rahmen aus allergiegetestetem Material
- + Bügel in Länge und Neigung verstellbar
- + 100% UV Schutz (bis 380 nm)
- + Gewicht: nur 34 g

Farbe	Scheibe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
blau	klar, kratzfest, 2C-1.2 U 1 F CE	1	9.006 001	10.50	6.30

LLG-Labormantel, 100% Baumwolle



Schützen Sie Ihre Kleidung!

Überzeugende Merkmale:

- + Sehr stabiles Material, hervorragender Tragekomfort
- + Vorderverschluss mit Druckknopfleiste - schnell und leicht zu öffnen
- + Mit einer doppellgenähten Brusttasche und zwei Seitentaschen
- + Mit Reverskragen
- + Damenmodell mit Rückengurt
- + Waschbar bis 60 °C
- + Gewicht: 220 g/m²

Typ	Farbe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Damenlabormantel	36/38	1	9.414 342	44.10	24.25
Damenlabormantel	40/42	1	9.414 343	44.10	24.25
Damenlabormantel	44/46	1	9.414 344	44.10	24.25
Herrenlabormantel	48	1	9.414 345	46.20	25.40
Herrenlabormantel	50	1	9.414 346	46.20	25.40
Herrenlabormantel	52	1	9.414 347	46.20	25.40
Herrenlabormantel	54	1	9.414 348	46.20	25.40
Herrenlabormantel	56	1	9.414 349	46.20	25.40
Herrenlabormantel	58	1	9.414 350	46.20	25.40

45% Rabatt



35% Rabatt

Handreinigung Disoprop 85® – Schützen Sie Ihre Hände!



Handreinigungsmittel auf Ethanolbasis - gerade in der aktuellen Zeit unabdingbar. Im 5 Liter Kanister oder in der 500 ml Flasche erhältlich.

Typ	Inhalt l	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Flasche	500	1	7.931 952	19.00	12.35
Kanister	5000	1	6.314 507	65.00	42.25

Tücher für diverse Anwendungen

■ LLG-Labor- und Hygienetücher, 2 lagig

Labor- und Hygienetücher in der Spenderbox

- + 150 weisse, doppellagige Tücher à 210 x 220 mm
- + saugstark und ultrasoft
- + für sensible Anwendungsbereiche

Karton mit 30 Boxen à 150 Tücher

Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Karton mit 30 Boxen à 150 Tüchern	30	9.413 220	70.00	42.00



40 % Rabatt

■ Kosmetiktücher KLEENEX®, 2-lagig

Das anerkannte Markenprogramm für höchsten Komfort und optimale Pflege. Extraweich und besonders leistungsstark. Hoch saugfähig und vielseitig im Gebrauch. Jederzeit zur Hand, hygienisch und sparsam aus der Zupfbox. 100% Frischzellstoff, 2-lagiges, weisses Tissue. FSC-zertifiziert.

Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Karton mit 21 Boxen à 100 Tücher	21	6.266 483	60.90	36.55



40 % Rabatt

■ Präzisionstücher KIMTECH SCIENCE, 1 lagig

Spezial-Wischtuch für Reinigungsarbeiten in sensiblen Einsatzbereichen der elektronischen, optischen und feinmechanischen Industrie. Fusselarm, saugstark und auch im nassen Zustand reissfest. Feinste Partikel werden von empfindlichen Oberflächen nahezu vollständig entfernt. 1-lagig, weiss. Antistatisch.

Abmessungen mm	Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
304 x 304	Box à 196 Tücher	1	9413020	24.10	14.45
115 x 215	Box à 280 Tücher	1	9413021	10.50	6.30



40 % Rabatt

■ LLG-Laborrollen à 102 Tücher, 3-lagig

Rollen mit 102 Abrissen à 220 x 260 mm. 3-lagig, weiss.


- + nassfest
- + saugstark
- + fusselarm

Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Rollen à 102 Tücher (Grosspackung)	28	9.413 225	95.20	57.10



40 % Rabatt

Plug and Play – Komplettpakete zu absoluten Hammerpreisen!



Sicherheitswerkbank SafeFAST Classic

Diese mikrobiologische Sicherheitswerkbank ist ideal geeignet für Universitäten und Krankenhäuser und überzeugt durch typische Sicherheitsfunktionen, Ergonomie, hervorragenden Sichteigenschaften und folgenden Features:

- + Niedriger Schallpegel: < 56 dB(a)
- + Nach EN 12469 zertifiziert
- + Hochwertige Qualität: AISI304L
- + Niedriger Stromverbrauch
- + Extrem Vibrationsarm
- + Ergonomisches Design
- + Mobiles UV-Licht
- + Mikroprozessiertes Überwachungssystem
- + Ruhemodus
- + Verschiedenes Zubehör erhältlich (z.B. Wägeplatte)

Typ	Bestell Nr.	CHF
SafeFAST Classic 212, Innenbreite 1.2 m	7.931 270	Preis auf Anfrage
EPOXY pulverbeschichtetes modulares Untergestell für SafeFAST 212	7.931 255	Preis auf Anfrage
UV Lampe für SafeFAST 209/212	7.931 254	Preis auf Anfrage
Lieferung und Installation		Preis auf Anfrage
Totalkosten		Preis auf Anfrage
Unser Sonder-Paketpreis		Preis auf Anfrage

Typ	Bestell Nr.	CHF
SafeFAST Classic 215, Innenbreite 1.5 m	7.931 591	Preis auf Anfrage
EPOXY pulverbeschichtetes modulares Untergestell für SafeFAST 215	7.931 273	Preis auf Anfrage
UV Lampe für SafeFAST 215/218	7.931 263	Preis auf Anfrage
Lieferung und Installation		Preis auf Anfrage
Totalkosten		Preis auf Anfrage
Unser Sonder-Paketpreis		Preis auf Anfrage

Typ	Bestell Nr.	CHF
SafeFAST Classic 218, Innenbreite 1.8 m	7.931 262	Preis auf Anfrage
EPOXY pulverbeschichtetes modulares Untergestell für SafeFAST 218	7.931 264	Preis auf Anfrage
UV Lampe für SafeFAST 215/218	7.931 263	Preis auf Anfrage
Lieferung und Installation		Preis auf Anfrage
Totalkosten		Preis auf Anfrage
Unser Sonder-Paketpreis		Preis auf Anfrage

Die starken Partner



Sie möchten eine Beratung? Dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren unter Telefon 052 630 01 01

Das Rundum-Sorglos-Paket!



Sicherheitswerkbank SafeFAST Premium

Das Non plus Ultra der mikrobiologischen FASTER Sicherheitswerkbanken mit ausgesprochen hoher Qualität. Die SafeFAST Premium überzeugt unter anderem durch unschlagbare Features:

- + Tiefster Schallpegel auf dem Markt: ab 42.5 dB(a)
- + Nach EN 12469 zertifiziert
- + Extrem niedriger Stromverbrauch: ab 84.4 Watt
- + Dimmbares LED-Licht
- + Hochwertige Qualität: AISI316L
- + Extrem Vibrationsarm
- + Einfache Reinigung
- + Ergonomisches Design
- + Mobiles UV-Licht
- + Mikroprozessiertes Überwachungssystem
- + Einzigartiger Ruhemodus
- + Verschiedenes Zubehör erhältlich (z.B. Wägeplatte)

Typ	Bestell Nr.	CHF
SafeFAST Premium 212, Innenbreite 1.2 m	7.931 312	Preis auf Anfrage
EPOXY pulverbeschichtetes modulares Untergestell für SafeFAST 212	7.931 255	Preis auf Anfrage
UV Lampe für SafeFAST 209/212	7.931 254	Preis auf Anfrage
Lieferung und Installation		Preis auf Anfrage
Totalkosten		Preis auf Anfrage
Unser Sonder-Paketpreis		Preis auf Anfrage

Typ	Bestell Nr.	CHF
SafeFAST Premium 215, Innenbreite 1.5 m	7.931 328	Preis auf Anfrage
EPOXY pulverbeschichtetes modulares Untergestell für SafeFAST 215	7.931 273	Preis auf Anfrage
UV Lampe für SafeFAST 215/218	7.931 263	Preis auf Anfrage
Lieferung und Installation		Preis auf Anfrage
Totalkosten		Preis auf Anfrage
Unser Sonder-Paketpreis		Preis auf Anfrage

Typ	Bestell Nr.	CHF
SafeFAST Premium 218, Innenbreite 1.8 m	7.931 332	Preis auf Anfrage
EPOXY pulverbeschichtetes modulares Untergestell für SafeFAST 218	7.931 264	Preis auf Anfrage
UV Lampe für SafeFAST 215/218	7.931 263	Preis auf Anfrage
Lieferung und Installation		Preis auf Anfrage
Totalkosten		Preis auf Anfrage
Unser Sonder-Paketpreis		Preis auf Anfrage



Vacuubrand - Top Qualität rund um das Vakuum!

25 % Rabatt

vacuubrand



VARIO® Chemie-Pumpstand PC 3001 VARIO select

Der Pumpstand PC 3001 VARIO select regelt das Vakuum punktgenau über die Drehzahl der Pumpe. Mit seiner grafischen Bedienoberfläche bietet der integrierte, neue Vakuum-Controller VACUU-SELECT vordefinierte Vakuumprozesse für alle gängigen Laboranwendungen.

Bei Lösemittelverdampfung wird der Siededruck selbstständig erkannt und dem Prozessverlauf angepasst.

Typ	Abmessungen (B x T x H) mm	Endvakuum ohne / mit Gasballast mbar	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
PC 3001 VARIO select	306 x 303 x 400	2 / 4	1	4.662 294	6'730.00	5'047.50

Vakuummessgeräte VACUU-VIEW

Überzeugend durch kompakte Bauform mit integrierter Sensorik, praktische Platzierung an Labor- und Prozessaufbauten.

VACUU-VIEW

Mit chemiebeständigem Keramik-Membran-Sensor für die Messung im Grobvakuumbereich. Nach dem kapazitiven Messprinzip wird der anliegende Absolutdruck gasartunabhängig erfasst. Höchste Präzision und chemische Beständigkeit im Messbereich von Atmosphärendruck bis 0.1 mbar, ideal für alle Prozesse im Grobvakuum

VACUU-VIEW extended

Die chemiebeständige Kombination aus Keramik-Membransensor und keramikummanteltem Pirani-Sensor ermöglicht zuverlässige Vakuummessungen im gesamten Messbereich von Atmosphärendruck bis 10-3 mbar. Präzision und chemische Beständigkeit im besonders weiten Messbereich, nur ein Messgerät für Prozesse im Grob- und Feinvakuum

Spezifikationen

+ Messbereich VACUU-VIEW:	1100 bis 0,1 mbar(hPa) / 825 bis 0,075 torr
+ Messbereich VACUU-VIEW extended:	1100 bis 0,001 mbar(hPa) / 825 bis 0,001 torr
+ Messgenauigkeit VACUU-VIEW:	±1 mbar(hPa)
+ Messgenauigkeit VACUU-VIEW extended:	±15 % vom angezeigten Wert im Bereich 0,01-5 mbar(l) ±3 mbar für >5 mbar(hPa)
+ Vakuumanschluss:	KF DN 16 / Schlauchwelle DN 6/10 mm
+ Abmessungen (L x B x H):	103 x 62 x 50 mm
+ Gewicht:	190 g
+ Netzanschluss:	100-230 V, 50/60 Hz (CEE/CH/UK/US/AUS/CN)



30 % Rabatt

Typ	Steckertyp	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
VACUU-VIEW	EU, UK, CH	1	6.268 865	1'080.00	756.00
VACUU-VIEW extended	EU, UK, CH	1	6.268 864	1'230.00	861.00

Liquid Handling auf hohem Niveau

Mikroliterpipette LLG-proMLP



Präzise und zuverlässig!

Überzeugt durch äusserst ergonomisches, kraftsparendes Pipettierverhalten – entlastet Hand und Daumen!

Eigenschaften

- + Reproduzierbares Pipettieren
- + Integrierte Volumenarretierung
- + Ergonomisch für höchsten Pipettierkomfort
- + Vollständig autoklavierbar bei 121 °C



Volumen µl	Teilung µl	Richtigkeit Max. Vol. (± R%)	Farbkennung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
0.2-2	0.002	1.65	dunkel orange	1	6.270 420	294.00	176.40
0.5-10	0.02	1.1	rot	1	6.270 421	294.00	176.40
2-20	0.02	1	hell gelb	1	6.270 422	294.00	176.40
10-100	0.2	0.8	hell orange	1	6.270 423	294.00	176.40
20-200	0.2	0.8	dunkel gelb	1	6.270 424	294.00	176.40
100-1000	2	0.8	dunkel blau	1	6.270 425	294.00	176.40
500-5000	2	0.66	violett	1	6.270 426	294.00	176.40
1000-10000	20	0.6	hell blau	1	6.270 427	294.00	176.40

40% Rabatt

LLG-Pipettenspitzen ULTRALOW

Die passenden Spitzen zu der LLG-proMLP!

LLG-Pipettenspitzen ULTRALOW verfügen aufgrund ihrer hydrophoben Innenseite über eine sehr niedrige Flüssigkeitsretention verglichen mit Standard-Pipettenspitzen. So können sogar viskose Flüssigkeiten präziser pipettiert werden!

Eigenschaften

- + "ULTRALOW Retention"
- + Kompatibel mit allen gängigen Pipettenmarken
- + Refill-Einsätze mit Volumen und LOT Nr. bedruckt



Volumen µl	Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
10	10 Racks à 96 Spitzen	960	6.283 567	60.10	36.05
200	10 Racks à 96 Spitzen	960	6.283 569	62.80	37.70
1250	8 Racks à 96 Spitzen	768	6.283 572	72.30	43.40

40% Rabatt

Volumen µl	Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
10	10 x 96	960	6.283 565	50.40	30.25
200	10 x 96	960	6.283 568	47.30	28.40
1250	8 x 96	768	6.283 570	63.00	37.80

Eppendorf + Socorex – Führend im Bereich Liquid Handling!

Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus, variabel

Die ultraleichte Eppendorf Pipette Research plus erfüllt höchste Anforderungen an Präzision und Genauigkeit - verbunden mit perfekter Ergonomie und verbesserter Flexibilität. Ein verfederter Spitzenkonus, eine Anwender-Kalibrieroption, eine verbesserte Volumenanzeige - und all das in einer ultraleichten, vollständig autoklavierbaren Pipette.

eppendorf



15 % Rabatt

Volumen µl	Teilung µl	Richtigkeit Max. Vol. (≤ ± R%)	Präzision Max. Vol. (≤ VK%)	Farbkennung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
0.1 - 2.5	0.002	1.4	0.7	dunkelgrau	1	9.283 200	327.00	277.95
0.5 - 10	0.01	1	0.4	mittelgrau	1	9.283 201	327.00	277.95
2 - 20	0.02	1	0.3	gelb	1	9.283 202	327.00	277.95
2 - 20	0.02	1	0.3	hellgrau	1	9.283 208	327.00	277.95
10 - 100	0.01	0.8	0.2	gelb	1	9.283 203	327.00	277.95
20 - 200	0.02	0.6	0.2	gelb	1	9.283 204	327.00	277.95
30 - 300	0.02	0.6	0.2	orange	1	9.283 209	327.00	277.95
100 - 1000	1	0.6	0.2	blau	1	9.283 205	327.00	277.95
500 - 5000	2	0.6	0.15	lila	1	9.283 206	327.00	277.95
1000 - 10000	10	0.6	0.15	türkis	1	9.283 207	327.00	277.95

Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825 / 835, variabel

Mit fixer oder variabler Volumeneinstellung erhältlich. Diese Pipettenlinie wurde unter Berücksichtigung höchster Kundenansprüche entwickelt. Das Design, einfaches Volumenablesen und weitere Innovationen sorgen sowohl bei Routinearbeiten als auch bei komplizierten Pipettierprozessen für Komfort und zuverlässige Resultate.



35 % Rabatt

Typ	Volumen µl	Teilung µl	Richtigkeit Max. Vol. (± R%)	Präzision Max. Vol. (≤ VK%)	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
825	0,1 - 2	0,002	2,0	1,5	1	9.411 590	265.00	172.25
825	0,5 - 10	0,01	1,0	0,5	1	9.411 591	265.00	172.25
825	1 - 10	0,01	1,0	0,7	1	9.411 592	248.00	161.20
825	2 - 20	0,02	1,0	0,5	1	9.411 593	248.00	161.20
825	5 - 50	0,1	1,0	0,4	1	9.411 594	248.00	161.20
825	10 - 100	0,1	0,8	0,2	1	9.411 595	248.00	161.20
825	20 - 200	0,2	0,6	0,2	1	9.411 596	248.00	161.20
825	100 - 1000	1	0,5	0,2	1	9.411 597	248.00	161.20
835	200 - 2000	0,002	0,5	0,2	1	6.230 186	265.00	172.25
835	500 - 5000	0,01	0,6	0,3	1	9.411 598	273.00	177.45
835	1000 - 10000	0,01	0,5	0,2	1	9.411 599	273.00	177.45

BRAND - Dispensieren + Pipettieren mit Komfort!

Knallerpakete: HandyStep touch® + Ladeständer + Transferpette® S

Profitieren Sie von den einzigartigen Paketpreisen.

Der HandyStep® touch ist die erste Wahl, wenn es um das effiziente Dispensieren langer Serien geht. Holen Sie sich den Dispensierer in Kombination mit der Transferpette® S und dem Ladeständer!

Paket 1: HandyStep touch® + Ladeständer + Transferpette® S 10 µl

Paket 2: HandyStep touch® + Ladeständer + Transferpette® S 200 µl

Paket 3: HandyStep touch® + Ladeständer + Transferpette® S 1000 µl



30% Rabatt

Set	Volumen	Bestell-Nr.	Menge pro VE	Preis CHF	jetzt CHF
Set 1 Paket HandyStep® touch inkl. Ladeständer mit Transferpette® S	10 µl	6.315 198	1	1230.00	861.00
Set 2 Paket HandyStep® touch inkl. Ladeständer mit Transferpette® S	200 µl	6.315 199	1	1196.00	837.20
Set 3 Paket HandyStep® touch inkl. Ladeständer mit Transferpette® S	1000 µl	6.315 200	1	1196.00	837.20

Einkanal-Mikroliterpipetten Transferpette® S, variabel

Mit der Kolbenhubpipette Transferpette® S arbeiten Sie bei kleinen und grossen Volumina effizient und ergonomisch. Geringe Bedienkräfte und ein kurzer Hubweg sorgen auch bei langen Pipettierserien für entspanntes Pipettieren. Durch die perfekte Ergonomie liegt die Transferpette® S angenehm in der Hand. Kein Umgreifen nötig, denn die Mikroliterpipette wartet mit echter Einhandbedienung auf: Volumen einstellen, pipettieren, Spitze abwerfen.

Merkmale:

- + Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder
- + Volumenverstellschutz
- + Easy Calibration Technik: Justierung ohne Werkzeug
- + Universeller Spitzenaufnahmekonus
- + Komplett autoklavierbar bei 121 °C
- + Color Code am Volumeneinstellrad, Schaft und Volumenverstellschutz
- + DE-M gekennzeichnet



45% Rabatt

Volumen µl	Richtigkeit Max. Vol. (± R%)	Präzision Max. Vol. (≤ VK%)	Spitze µl	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
0,1 ... 1	2	1,2	0,1 ... 20	1	9.280 140	440.00	242.00
0,1 ... 2,5	1,4	0,7	0,5 ... 20	1	9.280 141	440.00	242.00
0,5 ... 10	1	0,5	0,5 ... 20	1	9.280 142	440.00	242.00
2 ... 20	0,8	0,4	2 ... 200	1	9.280 143	394.00	216.70
5 ... 50	0,8	0,3	2 ... 200	1	9.280 144	394.00	216.70
10 ... 100	0,6	0,2	2 ... 200	1	9.280 145	394.00	216.70
20 ... 200	0,6	0,2	2 ... 200	1	9.280 146	394.00	216.70
100 ... 1000	0,6	0,2	50 ... 1000	1	9.280 147	394.00	216.70
500 ... 5000	0,6	0,2	500 ... 5000	1	9.280 148	440.00	242.00
1000 ... 10000	0,6	0,2	1000 ... 10000	1	9.280 149	440.00	242.00

Artikel für das Chromatographielabor!



LLG-Bördelzangen ND11

Manuelle Verschluss- und Öffnungszange für 11mm Bördelkappen.
Robust, kompakt und mit überzeugendem Preis- Leistungsverhältnis.



40% Rabatt

Beschreibung	Größe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Manuelle Verschlusszange, höhenverstellbar, für 11 mm Aluminium Bördelkappen	ND11	1	9.003 471	250.00	150.00
Manuelle Öffnungszange für 11 mm Aluminium Bördelkappen	ND11	1	9.003 367	270.00	162.00



LLG-Vials ND11, enge Öffnung und weite Öffnung (flacher Boden)

Standardvials für Routineanwendungen im Labor.



45% Rabatt

Beschreibung	Volumen ml	AD x Höhe mm	Farbe	Form	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
LLG-Probengläser N 11-1 CG, mit Rollrand	1,5	11,6 x 32	klar	enge Öffnung	100	7.085 511	17.00	9.35
LLG-Rollrandflaschen, 1. hydrol. Kl.	1,5	11,6 x 32	klar	weite Öffnung	100	6.291 635	15.00	8.25
LLG-Probengläser mit Rollrand, 1. hydrol. Kl.	1,5	11,6 x 32	braun	weite Öffnung	100	6.263 047	20.00	11.00
LLG-Probengläser N 11-1.5, mit Rollrand	1,5	11,6 x 32	braun	enge Öffnung	100	7.089 998	25.00	13.75
LLG-Rollrandflaschen, 1. hydrol. Kl., Schriftfeld und Füllmarkierungen	1,5	11,6 x 32	braun, Schriftfeld	weite Öffnung	100	6.291 636	22.00	12.10
LLG-Rollrandflaschen mit Schriftfeld	1,5	11,6 x 32	klar, Schriftfeld	weite Öffnung	100	6.290 019	16.00	8.80



LLG-Aluminium Bördelverschlüsse ND11, fertig montiert

Die passenden Verschlüsse dazu



45% Rabatt

Kappen	Septen	Härte	Dicke mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
Aluminium, silber, Loch	Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent	60° shore A	1	100	9.003 441	18.00	9.90
Aluminium, silber, Loch	Naturkautschuk / Butyl rot-orange / TEF transparent	45° shore A	1	100	7.060 469	16.40	9.00



Fragen Sie uns an, wir bemustern Sie gerne.
052 630 01 01 oder info@faust.ch

Laborglas zum Hammerpreis!

Laborflaschen Borosilikatglas 3.3, GL45, mit Retrace Code

Komplett mit Teilung und Retrace Code, Ausgiessring, Schraubkappe aus PP mit ISO-Gewinde. Und das zum Hammerpreis! Bitte VE beachten!

Inhalt ml	Ø außen mm	Höhe mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
100	56	100	10	9.072 331	30.00	19.50
250	70	138	10	9.072 332	33.50	21.80
500	86	176	10	9.072 334	42.50	27.65
1000	101	225	10	9.072 335	60.00	39.00
2000	136	260	10	9.072 336	147.00	95.55
5000	186	330	1	9.072 337	60.40	39.25
10000	234	410	1	9.072 338	99.00	64.35



35% Rabatt

Becherglas, Borosilikat 3.3, hohe Form

DIN 12 331. ISO 3819. Mit Graduierung und Ausguss. Bitte VE beachten!

Nenn-vol. ml	Ø mm	Höhe mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
25 *	30	55	10	9.013 924	33.00	16.50
50	38	70	10	9.013 925	25.30	12.65
100	48	80	10	9.013 920	27.90	13.95
150	54	95	10	9.013 921	30.90	15.45
250	60	120	10	9.013 922	29.40	14.70
400	70	130	10	9.013 923	30.90	15.45
600	80	150	10	9.013 930	40.70	20.35
800	90	175	10	9.013 931	57.20	28.60
1000	95	180	10	9.013 932	65.40	32.70
2000	120	240	10	6.270 117	114.40	57.20

* ohne Graduierung




50% Rabatt

Becherglas, Borosilikat 3.3, niedere Form

DIN 12 331. ISO 3819. Mit Graduierung und Ausguss. Bitte VE beachten!

Nenn-vol. ml	Ø mm	Höhe mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
5 *	22	30	10	9.013 905	36.10	18.05
10 *	26	35	10	9.013 906	40.70	20.35
25 *	34	50	10	9.013 900	34.50	17.25
50	42	60	10	9.013 901	33.00	16.50
100	50	70	10	9.013 902	23.70	11.85
150	60	80	10	9.013 903	24.20	12.10
250	70	95	10	9.013 904	26.30	13.15
400	80	110	10	9.013 910	32.50	16.25
600	90	125	10	9.013 911	39.20	19.60
800	100	135	10	9.013 912	53.60	26.80
1000	105	145	10	9.013 913	57.20	28.60
2000	132	185	10	6.270 091	82.00	41.00

* ohne Graduierung



50% Rabatt

Neu bei Faust: ZIRBUS - Autoklavieren mit zuverlässiger Technik!

ZIRBUS
TECHNOLOGY

Mit Zirbus Produkten bieten wir Labor- und Tischautoklaven, Vertikalautoklaven und Gefriertrocknungsanlagen neu und exklusiv an.



Labor- und Tischautoklaven in runder und eckiger Ausführung

ZIRBUS Tischautoklaven passen nicht nur auf jeden Labortisch, die Kammer ist zusätzlich auch so konzipiert, dass eine optimale Beladekapazität mit vielen Standardflaschen (z.B. Schott) und Erlenmeyerkolben erzielt wird. Die ZIRBUS Labor- und Tischautoklaven sind in verschiedenen Grössen verfügbar und können mit für Sie massgeschneiderten Ausstattungsvarianten angeboten werden!



Vertikalautoklaven mit 80-150 Liter Kammervolumen

ZIRBUS Vertikalautoklaven zeichnen sich besonders durch Ihre niedrige Beschickungshöhe und einfache Bedienung aus.

ZIRBUS Vertikalautoklaven sind in vier verschiedenen Grössen verfügbar und können mit den für Sie massgeschneiderten Ausstattungsvarianten angeboten werden!



Labor-Gefriertrocknungsanlagen der VaCo-Serie

Die VaCo-Serie ist der Einstieg in die Gefriertrocknungsanlagen. Durch ein Baukastensystem ist der Labor-Gefriertrockner für vielfältige Aufgaben in Ihrem Labor perfekt geeignet. Die Geräte sind wahlweise mit einem -50 °C Kondensator oder -80 °C Kondensator verfügbar und können mit den verschiedenen Optionen, ganz nach Ihren Bedürfnissen, angeboten werden!

Sie möchten ein Angebot, Unterlagen oder eine Beratung? Dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.



**Gerne gehen wir auf Ihre Bedürfnisse ein.
052 630 01 01 oder info@faust.ch**

Huber Minichiller - klein, robust und preisgünstig

huber

Umwälzkühler Minichiller®

Der Minichiller ist der kleinste Unichiller der Welt. Minichiller gibt es mit luft- oder wassergekühlter Kältemaschine, beleuchteter Füllstandsanzeige, Überlaufstutzen und Entleerung frontseitig. Der Füllstutzen befindet sich beim Minichiller oben und ist gut zugänglich. Alle Modelle arbeiten serienmässig mit natürlichem Kältemittel. Mit Saug- und Druckpumpen ausgestattet, haben Minichiller den Vorteil, einen hohen Durchfluss bei niedrigem Druck zu besitzen. Dies ist insbesondere interessant für alle druckempfindlichen Applikationen (z.B. Glas-Kondensatoren).

Netz: 230 V / 50/60 Hz



Huber gilt als Technologieführer für hochgenaue Temperierlösungen in Forschungs- und Industrielabors. Die Geräte sorgen für eine präzise Temperaturführung in Laboratorien, Technikumsanlagen und Produktionsverfahren. Das Huber Produktprogramm bietet Lösungen für alle Temperieraufgaben von -125 bis +425°C. Beratung und Verkauf inklusive Installation bietet Ihr Faust Team.

22 % Rabatt

Typ	Kälteleist. kW bei 15/0/-10°C	Arbeitstemp.-Bereich	Abmessungen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Minichiller® 280 OLÉ *	0,28/0,2/-	-5 bis 40	225 x 360 x 380	1	6.272 350	3'560.00	2'776.80
Minichiller® 300 OLÉ *	0,3/0,2/0,14	-20 bis 40 (80)*	225 x 360 x 380	1	6.272 346	3'980.00	3'104.40
Minichiller® 300w OLÉ *	0,3/0,2/0,14	-20 bis 40 (80)*	225 x 360 x 380	1	6.272 347	4'710.00	3'673.80
Minichiller® 600 OLÉ *	0,6/0,5/0,35	-20 bis 40	280 x 490 x 424	1	6.272 348	4'820.00	3'759.60
Minichiller® 600w OLÉ *	0,6/0,5/0,35	-20 bis 40	280 x 490 x 424	1	4.675 313	5'480.00	4'274.40
Minichiller® 900w OLÉ *	0,9/0,7/0,4	-25 bis 40	280 x 490 x 424	1	4.664 642	6'840.00	5'335.20

* zulässige Rücklauftemperatur +80 °C

Der Evergreen unter den Magnetrührern



■ LLG-Magnetrührer RCT standard safety control

- + Inklusive PT 1000 Temperaturfühler (PT 1000.60)
- + Exakte Temperatur- und Drehzahleinstellung über Digitalanzeige, auch bei ausgeschalteter Funktion möglich

Spezifikationen

Magnetrührantrieb:

- + Rührmenge (H₂O): 20 l
- + Drehzahlanzeige: digital
- + Drehzahlbereich: 50 bis 1500 min⁻¹

Heizfunktion:

- + Heizleistung: 600 W
- + Aufheizgeschwindigkeit (1 l H₂O im H 15): 6.5 K / min
- + Temperaturanzeige: digital

35 % Rabatt

Typ	min. Drehzahl min ⁻¹	max. Drehzahl min ⁻¹	max. Betriebstemperatur °C	Rührstellen	Durchmesser des Arbeitsbereichs mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
RCT standard safety control	50	1500	360	1	135	1	4.008 142	839.00	545.35
Paket Magnetrührer RCT standard inkl. Fühler PT1000, Kontaktthermometer ETS-D 5						1	9.720 258	1196.00	777.40

Der Evergreen unter den Vortexern



■ Vortex Genie® 2

Robustes und zuverlässiges Schüttelgeräte zum schnellen Mischen und Schütteln von Proben. Vielfältiges Zubehör: z. B. Aufsätze für Reagenzgläser, Bechergläser, Reaktionsgefässe etc. Aufsätze durch Schnappverschlussystem leicht auswechselbar.

Vortex-Genie® 2

Intervallbetrieb (mit Hilfe der Startautomatik ausgelöst durch Druck auf den Aufsatz) oder Dauerbetrieb möglich.

40 % Rabatt

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Vortex Genie® 2	1	6.235 684	465.00	279.00

Der Evergreen unter den Verschlussfolien



■ Verschlussfolie PARAFILM® M

Verschliessen mit PARAFILM® kennt jeder im Labor. Die Folie lässt sich bis 200 % dehnen und schmiegt sich auch um unregelmässige Formen und Oberflächen. PARAFILM® M ist bis zu 48 h gegen viele polare Substanzen wie Salzlösungen, anorganische Säuren und Laugen beständig.

Merkmale:

- + Schmelztemperatur: 60 °C
- + Dehnbarkeit: 200 %
- + Dauergebrauchstemperatur: -45 °C bis +50 °C

50 % Rabatt

Typ	Breite mm	Länge mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
PARAFILM® M	50	75	1	9.170 003	58.00	29.00
PARAFILM® M	100	38	1	9.170 002	56.00	28.00
PARAFILM® M	100	75	1	9.170 005	113.40	56.70
PARAFILM® M	500	15	1	9.170 004	139.65	69.85